



FORMOSA BIOMEDICAL

Moniteur numérique automatique pour la pression sanguine avec mesure de la valeur de rigidité artérielle



30

Mémoire

+

Moyenne

+


Date / Temps



MS-1200HVN

Table des Matières

• Notes Importantes.....	2
• Précision du Mesurage.....	2
• Informations Utiles.....	3
• Positions Recommandées pour un Meilleur Mesurage.....	8
• Identification des parties.....	9
• Description des Symboles de l'écran.....	9
• Étapes à suivre avant de commencer le mesurage.....	10
• Configurer la Date et le Temps.....	11
• Effectuer un Mesurage.....	12
• La fonction de la Mémoire.....	14
• Indicateurs d'erreur / Dépannage.....	16
• Le mode Calibration Capteur.....	17
• Entretien et maintenance.....	17
• Caractéristiques.....	18



Notes Importantes

Veillez lire entièrement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser ce tensiomètre.

C'est seulement un médecin qui est autorisé à interpréter les changements dans votre tension artérielle. Cet appareil ne remplace pas vos examens médicaux réguliers. Il est recommandé que votre médecin révise la manière dont vous utilisez cet appareil. Ne pas modifier votre médication si ce n'est pas un médecin qui vous le suggère.



CAUTION AND WARNING

Ce tensiomètre s'adresse à l'usage des adultes. **NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE JOUER AVEC CET APPAREIL.**

N'ENROULER LE BRASSARD AUTOUR D'AUCUNE PARTIE DU CORPS AUTRE QUE LE BRAS DES ADULTES.

Précision du Mesurage

Le tensiomètre est accompagné de l'étiquette de conformité (CE), "CE 0044". La qualité de l'appareil a été vérifiée et elle est conforme aux dispositions de la directive 93/42/EEC du Conseil de la CE du 14 juin 1993 concernant les instruments médicaux, aussi bien qu'à la directive 89/336/EEC concernant la compatibilité électromagnétique:

EN 1060-1

Sphygmomanomètre itératif
Exigences générales

EN 1060-3

Sphygmomanomètre itératif
Exigences supplémentaires pour des systèmes
Électromécaniques de surveillance de la pression
sanguine

EN 60601-1

Exigences du point de vue de la sécurité pour les
équipements électriques médicaux

EN 60601-1-2

Compatibilité électromagnétique et sécurité des
équipements électriques médicaux

EN 14971

Analyse des risques liés aux instruments médicaux

Informations Utiles

Qu'est-ce que c'est que la Tension Artérielle?


La tension artérielle est la pression que le sang exerce sur les parois des artères. Cette pression change constamment conformément aux battements du cœur. Lorsque le cœur se contracte, la tension artérielle atteint sa valeur maximale. Cela s'appelle pression systolique. Lorsque le cœur se détend entre les battements, la valeur du sang est plus basse. Cela s'appelle pression diastolique. L'unité de mesure pour la tension artérielle est le millimètre de mercure, abrégé mmHg.

Par exemple, la tension artérielle d'une personne peut être mesurée comme 120 mmHg (systolique) et 80 mmHg (diastolique). Cela a pour équivalent oral « 120 sur 80 » et écrit « 120/80 ».

! N'oubliez pas que la tension artérielle varie le long de la journée. Les rations alimentaires, l'usage du tabac, le temps de la journée, le stress, le niveau d'exercice et beaucoup d'autres facteurs peuvent l'affecter.

Les fluctuations journalières typiques de la tension artérielle

(Exemple: un homme âgé de 35 ans)



C'est quoi l'hypertension Artérielle?

L'hypertension, ou bien l'hypertension artérielle, est la situation où la tension artérielle d'une personne reste élevée longtemps. Si l'hypertension n'est pas traitée, elle peut causer des problèmes médicaux graves, y compris des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Pour contrôler l'hypertension, l'Association Américaine du Cœur vous recommande de ne pas fumer, de réduire la consommation du sel et des aliments riches en matières grasses, de maintenir un poids adéquat, de faire des exercices et de faire des examens médicaux réguliers.

Qu'est-ce que c'est que le Durcissement des Artères?

L'artériosclérose et l'athérosclérose supposent l'accumulation des dépôts sur les parois artérielles, ce qui cause l'épaississement et le durcissement des artères. (L'artériosclérose consiste des dépôts de substances grasses et par conséquent, les parois artérielles perdent leur élasticité et se durcissent). L'artériosclérose aussi bien que l'athérosclérose affectent la circulation. Si on n'en prend pas soin, elles peuvent provoquer de l'hypertension et de l'angine de poitrine (douleur dans le thorax), des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, et/ou mort cardiaque subite. Le mot « artériosclérose » signifie l'épaississement et le durcissement des parois artérielles. Comme résultat des dépôts de calcium et de plaque sur les parois artérielles :

1. Les artères s'épaississent.
2. Les artères perdent leur élasticité.
3. Les parois artérielles se durcissent et deviennent fragiles.

4. Ces dépôts rétrécissent les artères et interviennent dans le flux normal du sang dans les vaisseaux.
5. Cela rend le travail du cœur plus difficile, ce qui, à son tour, peut causer une crise cardiaque ou provoquer des caillots sanguins dans l'artère, ce qui peut conduire à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral.
6. L'artériosclérose peut aussi élargir les vaisseaux sanguins ou causer la rupture d'anévrisme. Les organes vitaux en sont les plus affectés, tels que le cœur et le cerveau, les jambes, cependant, toutes les artères sont vulnérables.

C'est quoi la Valeur-H?

Formosa Biomedical vous fournit la technologie la plus avancée dans la surveillance de la tension artérielle. En utilisant ces techniques brevetées, **Formosa Biomedical** peut donner la **Valeur-H**, qui indique l'élasticité artérielle de l'utilisateur, justement après qu'il a mesuré sa tension artérielle.


Les Avantages de la Valeur-H

1. Le dépistage à temps de toute maladie cardiovasculaire telle que le durcissement des artères.
2. Un indice de performance qui indique combien sont efficaces les changements faits par l'utilisateur dans son style de vie, dans ses habitudes alimentaires, dans son attitude vis-à-vis du travail et de l'exercice.
3. La Valeur-S aide l'utilisateur à surveiller le progrès du traitement médical et/ou de la médication.
4. Vous pouvez sauver de l'argent et du temps, et la surveillance à la maison de votre tension artérielle est maintenant possible.

Classification

Les classifications fournies dans ce guide sont des recommandations seulement pour la référence et elles sont parfois révisées par leurs éditeurs. Elles sont seulement des références et on ne peut pas les utiliser en tant qu'autodiagnostic par les patients. Tout traitement ou toute modification de la médication doit être recommandée seulement par le médecin



L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a établi des standards dans l'évaluation de l'hypertension, indépendamment de l'âge, conformément au tableau ci-dessous



Le Sixième Rapport du Comité National Mixte sur la prévention, la détection, l'évaluation et le traitement de l'hypertension a publié le tableau suivant pour classifier l'hypertension. Le tableau est valable pour les personnes âgées de 18 ans ou plus, qui n'ont pas été encore diagnostiquées de l'hypertension, qui ne prennent aucune médication pour l'hypertension, et qui ne sont pas gravement malades

Catégorie	Pression Systolique (mmHg)	Pression Diastolique (mmHg)	Suivi Recommandations
Optimale	Moins de 120	Moins de 80	Répéter après 2 ans
Normale	Moins de 130	Moins de 85	Répéter après 2 ans
Élevée-normale	130-139	85-89	Répéter après 1 an
Hypertension			
Étape 1	140-159	90-99	Confirmer dans 2 mois
Étape 2	160-179	100-109	Évaluer dans un mois
Étape 3	180 et plus	110 et plus	Évaluer immédiatement ou dans une semaine, en fonction de la situation clinique

(Extrait du Sixième Rapport du Comité National Mixte sur la prévention, la détection, l'évaluation et le traitement de l'hypertension)

Indication de la Valeur-H	Classification
 	Raideur Artérielle Normale est Suspectée
	Raideur Artérielle Mineure est Suspectée
	Raideur Artérielle Modérée est Suspectée Raideur Artérielle est Suspectée

Pourquoi est-il Important de Mesurer votre Tension Artérielle à la Maison?

Si vous mesurez votre tension artérielle dans le cabinet du médecin, cela peut vous rendre nerveux,

et par conséquent votre tension artérielle peut augmenter. Le fait d'avoir la possibilité de mesurer votre tension artérielle à la maison vous permet de tenir un journal de vos mesures journalières.

Cela va vous aider à comprendre mieux la mesure de votre tension artérielle aussi bien que les facteurs qui l'affectent. Assurez-vous d'en partager toute information avec votre médecin.



Conseils pour un Mesurage Correct

1. Relaxe vous et essayez de rester tranquille pendant 5 à 10 minutes avant de mesurer votre tension artérielle.
2. Enlevez tout habit lourd de votre bras supé. (Les chemises sont acceptables)

La constriction du bras supérieur causée par le retoussement de la manche pourrait provoquer une erreur de mesure.

Évitez cette constriction en enlevant tout habit qui cause la constriction



3. Évitez de manger, de fumer, et de boire (particulièrement des boissons alcooliques) avant d'effectuer la mesure. Ces activités peuvent affecter votre tension artérielle.
4. Ne vous souciez pas des résultats d'une seule mesure. Plusieurs mesures, effectuées pendant une période de temps plus longue, vont fournir une indication meilleure sur votre tension artérielle.
5. Veuillez vous relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de faire la première mesure.
6. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient influencer votre tension artérielle, comme faire des exercices, manger, parler, faire des mouvements, le stress, l'environnement et les changements de température. Le stress émotionnel peut augmenter la tension artérielle. Des fluctuations journalières de 25 à 50 mmHg sont communes.


Positions Recommandées pour un Meilleur Mesurage

Veillez noter

Certaines personnes avec hypertension, diabète, affections rénales, artériosclérose ou circulation faible du sang pourraient observer une différence significative entre les mesures de la tension artérielle effectuées au poignet et celles effectuées au bras supérieur. On vous recommande de consulter votre médecin sur l'utilisation de cet appareil.

Pour obtenir le mesurage le plus correct de votre tension artérielle, veuillez suivre ces suggestions importantes.

- Asseyez-vous confortablement sur une chaise à dossier.
- Posez votre bras sur une table pour que le brassard soit au même niveau que votre cœur.
- Posez vos jambes sur le sol.





IMPORTANT :


Le brassard du bras doit être au même niveau que votre cœur, autrement une mesure correcte ne sera pas possible. (La position de votre cœur est un peu au-dessous de votre aisselle gauche).

Identification des Parties

• Moniteur:



• Accessoires:




Description des symboles de l'écran

	Dégonflement
	Erreur de mesure
	Mesure en cours
	Pile faible
	Erreur de mesure de la Valeur-H

Étapes à Suivre Avant de Commencer le Mesurage


Mise en Place / Remplacement des Piles

1. Ouvrez le couvercle du logement des piles dans la direction de la flèche.



2. Mettez en place ou remplacez les quatre piles alcalines « AA », En respectant les polarités positive (+) et négative (-) des piles dans le logement des piles.

3. Remettez en place le couvercle du logement des piles.



4. Si le symbole "Pile faible" apparaît sur l'écran, remplacez toutes les piles par des neuves.


5. Enlevez les piles si l'appareil ne va pas être utilisé une longue période de temps.

Note : Les piles sont des déchets dangereux. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères. 


Comment Mettre en Place le Brassard

(De préférence, sur le bras gauche.)


1. Insérez le bout du brassard dans l'anneau en D pour faire une boucle. (Assurez-vous que la bande velcro reste à l'extérieur à la fin.)




2. Le tuyau du brassard du bras doit être en bas. Tirez le bout à bande velcro.



3. Ajustez le brassard afin que le bout d'en bas soit d'un pouce au-dessous du coude, à l'intérieur du bras gauche. Veuillez noter que la zone verte sur le brassard couvre l'artère humérale.



4. Insérez le connecteur de prise d'air dans le moniteur.



Configurer la Date et le Temps

Configuration de la Pression de Gonflage

Appuyez sur le bouton **Régler** pour sélectionner le niveau correct de pression. Il y a 3 niveaux déjà configurés: 180, 210 et 240 mmHg. Vous devrez sélectionner le niveau qui soit environ 50 mmHg au-dessus de votre pression systolique estimée. Par exemple, si vous estimez que votre pression systolique est d'environ 140 mmHg, alors 140 et 50 font 190, ce qui est plus élevé que 180; par conséquent, vous devrez sélectionner une configuration de la pression de 210 mmHg.



Il n'est pas nécessaire de sélectionner de nouveau le niveau de pression chaque fois que vous effectuez un mesurage. Si vous ne changez pas de configuration de la pression, l'appareil va se gonfler au niveau configuré antérieurement.

BSi on enlève les piles, l'appareil va configurer la pression à 180 mmHg.



Pour enregistrer un mesurage ultérieur avec une date et un temps corrects, vous devez configurer la date et le temps après la mise en place ou après le remplacement adéquat des piles.

1. Après que les piles ont été mises en place correctement, "0:00" et "1 - 1" vont apparaître en tant que temps et date.
2. Appuyez sur le bouton **Mode** plusieurs fois, la figure individuelle commencera à clignoter indiquant à partir du mois, jour, heure jusqu'à la minute.
3. Après avoir sélectionné le mode spécifique (mois, jour, heure ou minute), appuyez sur le bouton **Régler** pour faire des réglages.
Note : Si vous appuyez sur le bouton une fois, l'affichage va avancer d'un chiffre.
4. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **Mode** ou sur le bouton **Marche/Arrêt** pour enregistrer vos configurations.

Effectuer un Mesurage

Veuillez revoir les sections antérieures sur le placement correct du brassard et sur la position adéquate du bras.

1. Après avoir fixé correctement le brassard sur le bras droit ou gauche, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**. Tous les symboles sur l'écran à cristaux liquides vont apparaître momentanément suivis par la pression de gonflage.

2. Après l'affichage "0", le brassard va commencer à se gonfler à la pression sélectionnée, et ensuite il va se dégonfler.

Note: Mais si une flèche en bas est affichée, déconnectez la prise d'air et mettez le brassard à plat pour dégager de l'air. Connectez la prise d'air de nouveau et continuez.

3. Le symbole "♥" va être affiché indiquant que le mesurage est en cours. Le brassard va être très serré pour peu de temps ; mais cela est normal. Essayez de rester relaxé, évitez de parler, et soyez aussi tranquille que possible lors du mesurage.

Note: Si l'appareil établit que la pression initiale de gonflage n'a pas été suffisante, il va se regonfler à une pression plus élevée. Si cela arrive lors de chaque mesurage, nous vous conseillons de sélectionner un niveau supérieur de configuration de la pression avant d'effectuer le mesurage.

4. Après un mesurage réussi, l'appareil dégonfle le brassard et affiche le résultat sur l'écran à cristaux liquides.



Pour annuler un mesurage pour n'importe quelle raison, appuyez simplement sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter l'appareil et la pression du brassard va être relâchée.

Si lors d'un mesurage le courant tombe à un niveau insuffisant, l'appareil va arrêter le mesurage et il va afficher le symbole de pile faible. Veuillez remplacer les piles (type alcalin).

Si l'appareil ne peut pas détecter votre pouls, la tentative de mesurage sera arrêtée. Cela peut arriver si le brassard n'est pas suffisamment serré. (Vous pouvez faire usage d'une méthode empirique pour vérifier si le brassard est bien serré : il l'est si vous pouvez insérer sans problèmes deux doigts entre le brassard et le bras. Mais, si vous pouvez enlever le brassard du bras en ne touchant pas le bras avec vos doigts, alors, le brassard n'est pas suffisamment serré.) Relaxez-vous quelques minutes, assurez-vous que le brassard est fixé correctement et essayez de nouveau.

L'appareil va s'arrêter automatiquement 3 minutes après chaque mesurage, ou bien vous pouvez l'arrêter manuellement vous-mêmes en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**.

Le Mode Veille

Après la première mesure de votre tension artérielle, l'appareil affiche la moyenne de votre Valeur-H et la Date et le Temps courant au moment où vous arrêtez l'appareil.

Veuillez comprendre que votre Valeur-H pourrait parfois fluctuer; par conséquent, ne vous souciez pas du résultat d'un seul mesurage. N'oubliez pas, cet appareil ne diagnose pas si vous avez ou non artériosclérose ou athérosclérose. Il indique seulement votre raideur artérielle au moment où vous effectuez le mesurage, et la caractéristique Moyenne va vous aider à comprendre la tendance de durcissement de vos artères. Le fait de vous la montrer en mode Veille va agir en tant que rappel constant sur votre état de santé.

La Fonction de la Mémoire

L'entrée dans la Mémoire

Cet appareil a une caractéristique de Mémoire. Quand un mesurage valide est effectué, les données de la mesure (systolique, diastolique, la fréquence du pouls et la Valeur-H) seront stockées automatiquement dans la mémoire lorsque l'appareil est arrêté, ou lorsque l'appareil s'arrête automatiquement, ou bien lorsqu'un autre mesurage est commencé.

L'appareil peut stocker jusqu'à 30 mesures, et il calcule aussi la moyenne de toutes les mesures existantes dans la mémoire. Lorsque plus de 30 mesures sont enregistrées, les plus vieilles seront supprimées.

Rappel de Mémoire

Pour rappeler vos mesures, appuyez sur le bouton **Mémoire**. La moyenne sera affichée la première, indiquée par « No-A » (« No-M ») au coin droit en haut. Deux secondes plus tard la Date/Temps seront affichés. Après avoir affiché alternativement deux fois, l'appareil va quitter le mode mémoire et

va revenir au mode veille si le bouton **Mémoire** n'est pas appuyé de nouveau avant cela.



Appuyez sur le bouton **Mémoire** de nouveau et le numéro de mémoire va être affiché au coin droit en haut de l'écran. De nouveau, après avoir affiché alternativement deux fois, l'appareil va quitter le mode mémoire et va retourner au mode veille si le bouton **Mémoire** n'est pas appuyé de nouveau avant cela.



Un numéro plus bas de mémoire représente une mesure plus récente.

Un maximum de 30 mesures peut être rappelé. Si vous appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** à n'importe quel moment, vous allez quitter le mode Mémoire et retourner au mode Veille.

Supprimer la Mémoire

Si vous permettez à quelqu'un d'autre d'utiliser l'appareil, le résultat de la mesure de cette personne-là va être enregistré. Pour prévenir une confusion de la mémoire, vous avez la possibilité de supprimer de la mémoire l'enregistrement (ou les enregistrements) de la/des mesure(s) de la personne en question. Appuyez sur le bouton **Mémoire** pour accéder au mode Mémoire après qu'une personne a effectué un mesurage. Appuyez-le de nouveau pour voir le No-1 affiché sur l'écran. Maintenant, appuyez sur le bouton **Régler** et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que vous voyiez « clr » (« supprimer ») affiché sur l'écran et ensuite retournez au mode Veille, ce qui est une indication que vous avez supprimé avec succès l'enregistrement. Répétez la même procédure si la personne en question a effectué plus d'un mesurage.

Lorsque les batteries sont enlevées du moniteur, tous les enregistrements de votre mémoire seront supprimés. Cela va modifier la Date et le Temps aussi.



Note: Lors d'un mesurage, le bouton **Mémoire** est inactif.

Err Indicators / Troubleshooting

Indicateurs d'erreur

Indicateurs d'erreur	Possibles Sources d'erreurs
	<p>Indication: La pression du brassard atteint 330 mmHg.</p> <p>Cause: La vessie est torse à l'intérieur du brassard.</p> <p>Correction: Assurez-vous que la vessie est à plat à l'intérieur du brassard.</p>
	<p>Indication: Affichage "Err", la pression du brassard est relâchée et affichage de pression "0".</p> <p>Cause: Mouvements excessifs du bras ou le fait de parler lors du mesurage.</p> <p>Correction: Arrêtez et ensuite mettez en marche l'appareil et mesurez de nouveau en vous gardant tranquille.</p>
	<p>Indication: Ne pas pouvoir obtenir la fréquence du pouls.</p> <p>Cause: Le brassard n'est pas suffisamment serré, du pouls extrêmement faible ou de l'arythmie.</p> <p>Correction: Fixez le brassard et mesurez de nouveau.</p>
	<p>Indication: Ne pas pouvoir obtenir la fréquence du pouls.</p> <p>Cause: Le brassard n'est pas suffisamment serré, du pouls extrêmement faible ou de l'arythmie.</p> <p>Correction: Fixez le brassard et mesurez de nouveau.</p>
	<p>Les piles sont épuisées. Remplacez-les par quatre piles alcalines "AA" neuves.</p>

Dépannage

Problème	Action recommandée
Rien n'est affiché	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que les piles sont mises en place dans la direction correcte (La polarité correspond aux indications dans le logement des piles).
On ne peut effectuer aucun mesurage	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le brassard est fixé correctement.Lisez de nouveau la méthode d'effectuer des mesurages.
Les mesures de la tension artérielle sont trop élevées ou trop basses	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le poignet est positionné correctement.Posez votre bras sur une table pour que le brassard soit au même niveau que votre cœur lors du mesurage.Restez assis pendant toute la période du mesurage.Évitez les mouvements des mains ou du corps lors du mesurage.
Les mesures de la tension artérielle sont variables	<ul style="list-style-type: none">Votre tension artérielle peut fluctuer considérablement pendant la journée. Tous les facteurs suivants peuvent influencer votre tension artérielle:<ul style="list-style-type: none">L'état émotionnelLes activités ou les exercices journaliersLe tabagismeLa consommation des boissons alcooliquesMangerQuelques types de médication que vous prenez

Le mode Calibration capteur

Vous avez besoin de l'équipement adéquat pour calibrer cet appareil; par conséquent, n'essayez pas de le faire vous-mêmes. Vous pourriez endommager l'appareil. Si, par accident, vous entrez dans le mode calibration en appuyant sur le bouton **Mémoire** et sur le bouton **Marche/Arrêt** en même temps, vous allez voir deux zéros affichés sur l'écran à cristaux liquides. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour quitter le mode calibration.



Entretien et Maintenance

- Gardez l'appareil loin des zones à température ou à humidité élevées, et évitez les rayons du soleil dans la proximité de l'appareil.
- Ne pas garder d'objets aigus près du brassard.
- Ne pas appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** sans avoir le brassard serré autour de votre bras pour éviter le développement de pression excessive qui pourrait endommager le brassard.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la proximité des instruments à champs électriques forts, tels que la télévision, les fours à micro-ondes, les équipements radiologiques, etc.
- Évitez tout impact fort de l'appareil et ne pas le laisser tomber sur le sol.
- Enlevez les piles si l'appareil ne va pas être utilisé une longue période de temps.
Note: Si vous enlevez les piles, cela va causer la perte de toutes les mesures de la mémoire, et va reconfigurer la Date et le Temps.
- Utilisez seulement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser de solvants ou de produits de nettoyage à base de pétrole.

Caractéristiques

Modèle:	MS-1200HVN	
Méthode de mesure:	Oscillométrie	
Fonction de la mémoire:	Stockage et rappel de 30 mesures avec la moyenne	
Écran:	Écran numérique à cristaux liquides	
Limites de mesure:	Pression: 20 - 280 mmHg Pouls: 40 - 180 /minute	
Précision du capteur:	Pression: 3 mmHg Pouls: 5%	
Système de gonflage:	Auto gonflage avec 3 niveaux de pression présélectionnés (180 / 210 / 240mmHg)	
Système de dégonflage:	Dégonflage linéaire contrôlé à l'aide de l'ordinateur/ Soupape	
Limites des dimensions du bras:	22 - 33 cm (9 - 13 pouces)	
Piles/Adaptateur:	a) 1.5V alcaline (LR6/AA) x 4	b) CC 6V 800 ~ 1000mA
Système d'arrêt automatique:	Environ 3 minutes après le mesurage	
Méthode de référence pour des essais cliniques:	Mesurage auscultatoire	
Poids:	Environ .700 g (sans piles)	
Condition du stockage et du transport:	-10°C ~ +60°C, 10% ~ 95% HR	
Condition de fonctionnement:	+10°C ~ +40°C, 10% ~ 85% HR	
Standards cités	EN 1060-1 EN 1060-3	EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 14971



FORMOSA BIOMEDICAL

FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.

F-5F, NO. 201, TUNG HWA N. RD., TAIPEI 105, TAIWAN

TEL: 886-2-27122211 ext. 7825

E-mail: gloriawang@fpg.com.tw

<http://www.fbc.com.tw>

MANUFACTURER:

Dongguan Mars Medical Products Co., Ltd.

Jing Lian Industrial District, Qiao Tou Town,
Dongguan, Guan Dong Province, P. R. China

TEL: 86-769-3343835