

產品型號: BC-0008
V1.0





台塑天門冬胺酸轉移酶試劑（AST）-UV-IFCC method

效能：
用於臨床實驗體外定量分析人體血清中天門冬胺酸轉移酶的活性。

臨床意義：
血清天門冬胺酸轉移酶活性的檢測對病毒性肝炎、阻塞性黃疸、急性心肌梗塞等病症的診斷具有重要的價值。

方法學原理：



- 試劑：**
- 產品規格：
詳見外盒包裝標示。
 - 成份與濃度：

	成份	濃度
R ₁	Tris Buffer	80 mmol/L
	MDH	> 600 U/L
	L-aspartate	240 mmol/L
R ₂	α-ketoglutaric acid	12 mmol/L
	Tris Buffer	80 mmol/L
	NADH	0.18 mmol/L

保存溫度：
2-8 避光保存，請勿冰凍。

檢體：
新鮮無溶血血清。

- 操作步驟：**
- 測定主波長：340 nm 測定副波長：405nm
溫度：37 比色杯光徑：1.0 cm
 - 本試劑盒為液態雙試劑，可直接上機使用。
 - 二步法（雙試劑）：

加入物	測定管
檢體 ml	0.05
R ₁ ml	0.8
混勻，37 保溫 5 分鐘	
R ₂ ml	0.2

以去離子水調“零”點，分別在 340nm 及 405nm 下測吸光，
 $A = A_{340} - A_{405}$ 。混勻檢體管，37 保溫 1 分鐘，檢測檢體管初始吸光值 A1，準確間隔 1 分鐘再檢測終了吸光值 A2。

IVD 供體外診斷使用
For *In Vitro* Diagnostic

产品型号: BC-0008
V1.0





台塑天门冬胺酸转移酶试剂（AST）-UV-IFCC method

效能：
用于临床实验体外定量分析人体血清中天门冬胺酸转移酶的活性。

临床意义：
血清天门冬胺酸转移酶活性的检测对病毒性肝炎、阻塞性黄疽、急性心肌梗塞等病症的诊断具有重要的价值。

方法学原理：



- 试剂：**
- 产品规格：
详见外盒包装标示。
 - 成份与浓度：

	成份	浓度
R ₁	Tris Buffer	80 mmol/L
	MDH	> 600 U/L
	L-aspartate	240 mmol/L
R ₂	α-ketoglutaric acid	12 mmol/L
	Tris Buffer	80 mmol/L
	NADH	0.18 mmol/L

保存溫度：
2-8 避光保存，请勿冰冻。

检体：
新鲜无溶血血清。

- 操作步骤：**
- 测定主波长：340 nm 测定副波长：405nm
温度：37 比色杯光径：1.0 cm
 - 本试剂盒为液态双试剂，可直接上机使用。
 - 二步法（双试剂）：

加入物	測定管
檢體 ml	0.05
R ₁ ml	0.8
混勻，37 保溫 5 分鐘	
R ₂ ml	0.2

以去离子水调“零”点，分别在 340nm 及 405nm 下测吸光，
 $A = A_{340} - A_{405}$ 。混匀检体管，37 保溫 1 分钟，检测检体管初始吸光值 A1，准确间隔 1 分钟再检测終了吸光值 A2。

结果计算

$$\text{AST (U/L)} = \frac{(\text{A}_2 - \text{A}_1) / \text{min} \times \text{Vt} \times 1000}{\text{Lp} \times \epsilon \times \text{Vs}}$$
$$= (\text{A}_2 - \text{A}_1) / \text{min} \times 3376$$

Vt: 反应总体积 1.05 ml, Vs: 检体体积 0.05 ml
ε: NADH 的毫摩尔吸光系数 6.22
1000: 将 U/ml 转换完成 U/L, LP: 光径（1cm）

参考值：
< 46U/L

注意事项：

- 本试剂请用专用标准品(calibrator)，不另外提供质控血清(control)，建议质控血清为 Bio-Rad Lyphochek control。
- 建议各实验室建立独立之品管系统，并定义专属之参考值范围。
- 本检验试剂限由医师或医检师临床使用。
- 本试剂线性可达 0~800U/L，当检体的 AST 活性大于 800U/L 时，应用生理食盐水稀释检体再重新分析，结果乘以稀释倍数。
- 为保证结果的准确性，必须在检体加入后 30 分钟内检测吸光值，且避免用溶血的检体做检测。
- 试剂空白吸光值小于 1.0 时，勿用。
- 以上操作步骤适用于手工操作及一般半自动及全自动生化分析仪。
- 本品操作时需穿戴手套及必要之防护措施，若不慎沾上，应用水或肥皂水清洗。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)
- 用毕应按医疗事业废弃物处理。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)
- 有效期限见试剂盒上标签所示。
- 经专业人员建议，试剂与检体用量可根据所用分析仪的要求按比例调整，其吸光值不变，不影响监测结果。
- 试剂特性及参数设定请参见第四页。



台塑生醫科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 號前棟五樓
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
製造廠：台塑生醫宜蘭廠

Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
廠址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村龍泉路 3 號



台塑生医科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 号前栋五楼
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
制造厂：台塑生医宜兰厂

Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
厂址：宜兰县礁溪乡龙潭村龙泉路 3 号

**MeDiPro ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST) - UV-IFCC method****INTENDED USE**

For the quantitative determination of aspartate aminotransferase activity in serum.

CLINICAL SIGNIFICANCE

Serum aspartate aminotransferase (AST) catalyzes the transfer of the amino group from aspartic acid to α-ketoglutaric acid. This enzyme is found in practically every tissue of the body, including red blood cells. The concentration is particularly high in the liver, heart and skeletal muscles. Acute destruction of tissue results in the release of AST into the blood stream. In myocardial infarction, there is a significant increase in serum AST activity in 6 to 8 hours with a peak value reached after 48 to 60 hours. However, serum ALT activity remains within normal limits or only marginally increased. In hepatitis and other forms of liver disease associated with hepatic necrosis, both AST and ALT are elevated. Elevated levels of serum AST activity are also observed in infectious mononucleosis, muscular dystrophy, dermatomyositis, and in other forms of muscle and liver injury. The method presented here is an UV-Kinetic method based on the rate of NADH oxidation in a coupled malic dehydrogenase reaction.

PRINCIPLE

L-aspartate + α-ketoglutaric acid $\xrightarrow{\text{AST}}$ oxalacetate + L-glutamate

Oxalacetate + NADH + H⁺ $\xrightarrow{\text{MDH}}$ L-malate + NAD⁺

REAGENT

- Package: please see the reagent box label shown.
- Components:

	Component	Conc.
R ₁	Tris Buffer	80 mmol/L
	MDH	> 600 U/L
	L-aspartate	240 mmol/L
	α-ketoglutaric acid	12 mmol/L
R ₂	Tris Buffer	80 mmol/L
	NADH	0.18 mmol/L

STORE TEMPERATURE

The standard is stable up to the end of the indicated expiration date. If stored at 2 – 8 °C., reagent should be protected from light and contamination should be avoided.

Do not freeze the reagent!

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

Either serum or plasma may be used. The use of oxalate, citrate, EDTA, or heparin has shown no effect on AST values. But serum is recommended to be the choice. Hemolysis must be avoided because AST activity in red cells is 10~40 times higher than that of plasma. The serum or plasma should be removed from the clot or cells without delay. AST is reported to be stable for 3 to 4 days at room temperature; 2 weeks when stored refrigerated at 2~8°C and longer when frozen.

PROCEDURES

- Main wavelength : 340 nm
Sub. wavelength : 405nm
Reaction Temperature : 37°C
Optical path length : 1.0 cm
- This kit contains two reagents, ready to use.

	Volume (ml)
Sample	0.05
R ₁	0.8
Mix, 37°C incubate 5min	
R ₂	0.2

Mix, incubate at 37°C for 1 min, and read the initial absorbance A₁ against reagent blank, then read end absorbance A₂ in every 1 min. A = A₃₄₀-A₄₀₅.

CALCULATION

$$\text{AST (U/L)} = \frac{(A_2 - A_1) / \text{min} \times V_t \times 1000}{L_p \times \epsilon \times V_s}$$
$$= (A_2 - A_1) / \text{min} \times 3376$$

V_t: Reaction total volume 1.05 ml, V_s: sample volume 0.05 ml

ε: NADH molar absorptivity 6.22,

1000: transfer U/ml to U/L, L_p: Optical path length (cm)

REFERENCE RANGE

<46U/L

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- This kit offers an optional calibrator, which is sold individually. Bio-Rad Lyphochek control is recommended to use as serum control.
- Each laboratory has to perform the quality control test to assure the results being reliable before running the specimen tests.
- This kit is for professionals and *in vitro* diagnostic use only.
- To ensure the accuracy of result, the absorbance should be measured within 30 minutes after sample addition.
- Do not use when reagent blank OD less than 1.0.
- The test is developed to determine aspartate aminotransferase concentrations up to 800U/L. When values exceed this range, samples should be diluted with normal saline and calculate the results by multiplying the dilution factor.

**MeDiPro ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST) - UV-IFCC method**

- The above-mentioned procedures are suitable either for the general semi-automatic, full-automatic biochemical analysis instrument or manual operation.

- Since all specimens are potentially infectious, they should be handled with appropriate precautions and practices in accordance with Biosafety level 2 as recommended by USA NIH manual Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, and in accordance with National or local regulations related to the safety precautions of such materials.

- Waste management please refers to the local legal requirements.

- Please refer to the manufacturer's safety data sheet and the product labeling for information on potentially hazardous components. (MSDS could be obtained from local dealer.)

- According to the technical suggestion, the volume of reagent and specimen could be adjusted in a ratio for full-automatic biochemical analysis instrument use. It won't affect the absorbance and the result.


- Validity please see the reagent box label shown.

REAGENT CHARACTERS

- Precision (Within run)

N=15	Mean[U/L]	SD [U/L]	CV[%]
Sample1	35.13	0.52	1.47
Sample2	181.40	0.91	0.50
Sample3	165.47	0.74	0.45

- Linearity



This kit has a good linearity up to 1000U/L.

- Interference

Interference	Influence effect
Hemoglobin	No interference was observed by hemoglobin up to 150mg/dL
Ascorbic acid	No interference was observed by ascorbic acid up to 50mg/dL
Bilirubin (free form)	No interference was observed by bilirubin up to 24mg/dL
Bilirubin (conjugate form)	No interference was observed by bilirubin up to 40mg/dL
Intrafat	No interference was observed by intrafat up to 2.0%

- Stability

Expire day	1 year
Open vial stability	30 day

REFERENCE

- IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37 °C, Part 5. Clin. Chem. Lab. Med. 2002, 40: 631.
- New IFCC reference procedures for the determination of catalytic activity concentrations of five enzymes in serum: preliminary upper reference limits obtained in hospitalized subjects. Clinica Chimica. Acta. 2003, 327: 69.

PARAMETER SETUP**Hitachi 7170/917 Applications**

TEST	[AST]
ASSAY CODE	[Rate A]: [19]-[34]
SAMPLE VOLUME	[10]
R1 VOLUME	[160]
R2 VOLUME	[40]
WAVELENGTH(nm)	[405][340]
CALIB. METHOD	[Linear]

Hitachi 7150/717 Applications

TEST	[AST]
ASSAY CODE	[Rate A]: [30]-[50]
SAMPLE VOLUME	[15]
R1 VOLUME	[240]
R2 VOLUME	[60]
WAVELENGTH(nm)	[405][340]
CALIB. METHOD	[Linear]

ORDERING INFORMATION

Cat. No.	Product	Package
BC-0008M	MeDiPro ASPARTATE	R1 6×20ml
	AMINOTRANSFERASE TEST	R2 3×10ml
BC-0008A	MeDiPro ASPARTATE	R1 4×60ml
	AMINOTRANSFERASE TEST	R2 2×30ml
BC-0008B	MeDiPro ASPARTATE	R1 4×100ml
	AMINOTRANSFERASE TEST	R2 2×50ml
BC-0008C	MeDiPro ASPARTATE	R1 4×300ml
	AMINOTRANSFERASE TEST R1	
BC-0008D	MeDiPro ASPARTATE	R1 4×500ml
	AMINOTRANSFERASE TEST R1	
BC-0008G	MeDiPro ASPARTATE	R2 4×200ml
	AMINOTRANSFERASE TEST R2	

**FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.**

F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan

**FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.**

F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan