



台塑鎂試劑(MG) - Calmagite test

效能：
用於臨床實驗體外定量分析人體血清中鎂離子的含量。

臨床意義：
鎂(MG)為人體必需元素，和鈣共存於骨骼和肌肉細胞中，為細胞內僅次於鉀的重要陽離子，為醣類代謝重要的活化劑。健康人血中鎂的濃度非常穩定，但在利尿劑治療者、糖尿病及體內失調的情形，血中鎂會有變動。血清鎂減少和鈣一樣會造成心律不整；鎂增加會壓制心臟及呼吸中樞神經傳導。

方法學原理：
血清中鎂離子在鹼性條件下，與 calmagite 染料生成紫紅色錯合物，以 505nm 波長比色，顏色的深淺與血清中的鎂含量成正比。

- 試劑：**
- 產品規格：
詳見外盒包裝標示。
 - 成份與濃度：

	成份	濃度
R ₁ :	EGTA	0.075mmol/L
	KCl	134 mmol/L
	KOH	176 mmol/L
R ₂ :	Calmagite	0.064mmol/L

保存溫度：
2-8℃避光保存，請勿冰凍。

檢體：
新鮮血清。

- 操作步驟：**
- 測定主波長：505 nm 測定副波長：700nm
溫度：37℃ 比色杯光徑：1.0 cm
 - 本試劑盒為液態雙試劑，可直接上機使用。

加入物	測定管
檢體(ml)	0.01
R ₁ (ml)	0.8
混勻，37℃保溫 3 分鐘	
R ₂ (ml)	0.2

以去離子水調零點，分別在 505nm 及 700nm 處檢測各管吸光度 A， $A = A_{505} - A_{700}$ 。混勻、保溫 1 分鐘，檢測檢體管初始吸光值 A₁，準確間隔 1 分鐘後再檢測終末吸光值 A₂。



台塑镁试剂(MG) - Calmagite test

效能：
用于临床实验体外定量分析人体血清中镁离子的含量。

临床意义：
镁(MG)为人体必需元素，和钙共存于骨骼和肌肉细胞中，为细胞内仅次于钾的重要阳离子，为醣类代谢重要的活化剂。健康人血中镁的浓度非常稳定，但在利尿剂治疗者、糖尿病及体内失调的情形，血中镁会有变动。血清镁减少和钙一样会造成心律不整；镁增加会压制心脏及呼吸中枢神经传导。

方法学原理：
血清中镁离子在碱性条件下，与 calmagite 染料生成紫红色错合物，以 505nm 波长比色，颜色的深浅与血清中的镁含量成正比。

- 试剂：**
- 产品规格：
详见外盒包装标示。
 - 成份与浓度：

	成份	浓度
R ₁ :	EGTA	0.075mmol/L
	KCl	134 mmol/L
	KOH	176 mmol/L
R ₂ :	Calmagite	0.064mmol/L

保存温度：
2-8℃避光保存，请勿冰冻。

检体：
新鲜血清。

- 操作步骤：**
- 測定主波長：505 nm 測定副波長：700nm
溫度：37℃ 比色杯光徑：1.0 cm
 - 本试剂盒为液态双试剂，可直接上机使用。

加入物	測定管
檢體(ml)	0.01
R ₁ (ml)	0.8
混勻，37℃保溫 3 分鐘	
R ₂ (ml)	0.2

以去离子水调零点，分別在 505nm 及 700nm 处检测各管吸光度 A， $A = A_{505} - A_{700}$ 。混勻、保溫 1 分钟，检测检体管初始吸光值 A₁，准确间隔 1 分钟后再检测终末吸光值 A₂。

结果计算
样本中镁含量（mg/dL）
$$= \frac{A_{\text{样本}}}{A_{\text{标准}}} \times \text{镁标准浓度 mg/dL}$$

参考值：
1.6~2.6 mg/dL (0.65~1.05 mmol/L)

注意事项：

- 本试剂请用专用标准品(calibrator)，不另外提供质控血清(control)，建议质控血清为 Bio-Rad Lyphochek control。
- 建议各实验室建立独立之品管系统，并定义专属之参考值范围。
- 本检验试剂限由医师或医检师临床使用。
- 当检体的镁浓度大于 6.0 mg/dL，应将检体用生理食盐水稀释后再分析，结果乘以稀释倍数。
- 为保证结果的准确性，必须在检体加入后 30 分钟内检测吸光值，且含有乳糜血的检体可能会影响测定值。
- 若试剂变混浊或空白吸光值大于 1.0，请勿使用。
- 以上操作步骤适用于手工操作及一般半自动及全自动生化分析仪。
- 本品操作时需穿戴手套及必要之防护措施，若不慎沾上，应用水或肥皂水清洗。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)
- 用毕应按医疗事业废弃物处理。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)
- 有效期限见试剂盒上标签所示。
- 经专业人员建议，试剂与检体用量可根据所用分析仪的要求按比例调整，其吸光值不变，不影响监测结果。
- 受测结果会受测试血清或血浆中的乳糜影响，应避免。
- 试剂特性及参数设定请参见第四页。



台塑生醫科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 號前棟五樓
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
製造廠：台塑生醫宜蘭廠

Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
廠址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村龍泉路 3 號



台塑生医科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 号前栋五楼
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
制造厂：台塑生医宜兰厂

Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
厂址：宜兰县礁溪乡龙潭村龙泉路 3 号



MeDiPro MAGNESIUM TEST (MG) - Calmagite test

INTENDED USE

For the quantitative determination of magnesium in serum.

CLINICAL SIGNIFICANCE

Magnesium is one of the most abundant cations in the body and is involved in many biochemical reactions. Many enzymes such as alkaline phosphatase, ALP require magnesium as an activator. Magnesium is also necessary for the stability of conformational structure of many macromolecules such as DNA, RNA, etc...

Although little is known about the regulation of magnesium levels in blood, it has been reported that para-thyroid gland is involved. Increased level of magnesium has been shown in Addison's disease, diabetic acidosis, renal failure and vitamin D intoxication, and decreased level of magnesium are observed in diabetes, diuretics, hyperthyroidism, hyperalimentation, alcoholism, myocardial infarction, congestive heart failure and liver cirrhosis.

PRINCIPLE

Magnesium forms a colored complex with calmagite under alkaline conditions with an absorbance at 505 nm. The interference of calcium is eliminated by the addition of EGTA. The reaction equation is shown as following:



REAGENT

- Package: please see the reagent box label shown.
- Components:

	Component	Conc.
R ₁ :	EGTA	0.075mmol/L
	KCl	134 mmol/L
	KOH	176 mmol/L
R ₂ :	calmagite	0.064mmol/L

STORE TEMPERATURE

The standard is stable up to the end of the indicated expiration date. If stored at **2 – 8 °C.**, reagent should be protected from light and contamination should be avoided.
Do not freeze the reagent!

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

Freshly drawn serum is the specimen of choice, plasma derived from specimen collection tubes containing EDTA, citrate, or oxalate must not be used in this test. Serum should be removed from the clot without delay to avoid loss of serum magnesium due to increased erythrocyte permeability to magnesium.

PROCEDURES

- Main wavelength : 505 nm
Sub. wavelength : 700nm
Reaction Temperature : 37°C
Optical path length : 1.0 cm
- This kit contains two reagents, ready to use.

Volume (ml)	
Sample	0.01
R ₁	0.8
Mix, 37°C incubate 3min	
R ₂	0.2

Mix, incubate at 37°C for 1 min, and read the initial absorbance A₁ against reagent blank, then read end absorbance A₂ in every 1 min. A=A₅₀₅-A₇₀₀

CALCULATION

With standard or calibrator

$$\text{MG(mg/dL)} = \frac{A_{\text{sample}}}{A_{\text{std.}/\text{cali.}}} \times \text{conc. Std./cali. (mg/dL)}$$

REFERENCE RANGE

1.6~2.6 mg/dL (0.65~1.05 mmol/L)

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- This kit offers an optional calibrator, which is sold individually. Bio-Rad Lyphochek control is recommended to use as serum control.
- Each laboratory has to perform the quality control test to assure the results being reliable before running the specimen tests.
- This kit is for professionals and *in vitro* diagnostic use only.
- To ensure the accuracy of result, the absorbance should be measured within 30 minutes after sample addition. Lipemia specimen should be avoided.
- The test is developed to determine magnesium concentrations up to 6.0mg/dL. When values exceed this range, samples should be diluted with normal saline and calculate the results by multiplying the dilution factor.
- Do not use if reagents become turbid or initial blank OD over 1.0.
- The above-mentioned procedures are suitable either for the general semi-automatic, full-automatic biochemical analysis instrument or manual operation.



MeDiPro MAGNESIUM TEST (MG) - Calmagite test

8. Since all specimens are potentially infectious, they should be handled with appropriate precautions and practices in accordance with Biosafety level 2 as recommended by USA NIH manual Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, and in accordance with National or local regulations related to the safety precautions of such materials.

9. Waste management please refers to the local legal requirements.

10. Please refer to the manufacturer's safety data sheet and the product labeling for information on potentially hazardous components. (MSDS could be obtained from local dealer.)


11. According to the technical suggestion, the volume of reagent and specimen could be adjusted in a ratio for full-automatic biochemical analysis instrument use. It won't affect the absorbance and the result.

12. Validity please see the reagent box label shown.

REAGENT CHARACTERS

1. Precision (Within run)			
N=15	Mean[mg/dL]	SD [mg/dL]	CV[%]
Sample1	2.61	0.10	3.64
Sample2	4.63	0.04	0.94
Sample3	4.47	0.02	0.46

2. Linearity



This kit has a good linearity up to 8.0mg/dL.

3. Interference

Interference	Influence effect
Hemoglobin	No interference was observed by hemoglobin up to 150mg/dL
Ascorbic acid	No interference was observed by ascorbic acid up to 50mg/dL
Bilirubin (free form)	No interference was observed by bilirubin up to 40mg/dL
Bilirubin (conjugate form)	No interference was observed by bilirubin up to 40mg/dL
Intrafat	Not suitable when lipemia occur

4. Stability

Expire day	1 year
Open vial stability	14 day

REFERENCE

- Liedtke RJ., Kroon G. Automated calmagite compleximetric measurement of magnesium in serum, with sequential addition of EDTA to eliminate endogenous interference. Clin. Chem. 1984. 30:1801.
- Polancic JE. Magnesium: metabolism, clinical importance, and analysis. Clin Lab Sci 1991; 4(2).

PARAMETER SETUP

Hitachi 7170/917 Applications

TEST	[MG]
ASSAY CODE	[2 point end]:[16]-[34]
SAMPLE VOLUME	[2]
R1 VOLUME	[160]
R2 VOLUME	[40]
WAVELENGTH(nm)	[700][505]
CALIB. METHOD	[Linear]

Hitachi 7150/717 Applications

TEST	[MG]
ASSAY CODE	[2 point end]:[24]-[50]
SAMPLE VOLUME	[3]
R1 VOLUME	[240]
R2 VOLUME	[60]
WAVELENGTH(nm)	[700][505]
CALIB. METHOD	[Linear]

ORDERING INFORMATION

Cat. No.	Product	Package
BC-0024M	MeDiPro MAGNESIUM TEST	R1 6×20ml R2 3×10ml
BC-0024A	MeDiPro MAGNESIUM TEST	R1 4×60ml R2 2×30ml
BC-0024B	MeDiPro MAGNESIUM TEST	R1 4×100ml R2 2×50ml
BC-0024C	MeDiPro MAGNESIUM TEST R1	R1 2×300ml
BC-0024D	MeDiPro MAGNESIUM TEST R1	R1 2×500ml
BC-0024G	MeDiPro MAGNESIUM TEST R2	R2 2×200ml



FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.

F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan



FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.

F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan