

產品型號: BC-0028
V2.0



台塑尿酸試劑 (UA) - Enzymatic colorimetric test (uricase-PAP)

效能：
用於臨床實驗體外定量分析人體血清或血漿中尿酸的含量。

臨床意義：
尿酸是核酸中嘌呤分解代謝的終產物。尿酸增高可見痛風、白血病、多發性骨髓瘤、真性紅細胞增多、腎功能障礙、溶血性貧血、氯仿中毒等。

方法學原理：
$$\text{Uric acid} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Uricase}} \text{allantoin} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2$$
$$2\text{H}_2\text{O}_2 + 4\text{-aminoantipyrine} + \text{DHBS} \longrightarrow \text{quinoneimine dye} + 4\text{H}_2\text{O}$$

- 試劑：**
- 產品規格：
詳見外盒包裝標示。
 - 成份與濃度：

	成份	濃度
R ₁	DHBS	0.01 mmol/L
	Phosphate buffer, pH6.7	150 mmol/L
R ₂	Uricase	200 U/L
	Peroxidase	1000 U/L
	4-aminoantipyrine	0.3 mmol/L

保存溫度：
2-8 避光保存，請勿冰凍。

檢體：
新鮮無溶血的血清；用肝素或 EDTA 抗凝血漿。

- 操作步驟：**
- 測定主波長：546 nm 測定副波長：700nm
溫度：37 比色杯光徑：1.0 cm
 - 本試劑盒為液態雙試劑，可直接上機使用。
- **一步法（雙試劑）**

加入物（ml）	空白管	標準管	檢體管
樣 本	---	---	0.02
標準液	---	0.02	---
去離子水	0.02	---	---
R1	0.8	0.8	0.8

混合, 37 下培育 5 分鐘

R2	0.2	0.2	0.2
----	-----	-----	-----

立即混勻，於 37 放置 5 分鐘，以空白管調“零”點，分別在 546nm 及 700nm 處檢測各管吸光值 A，A = A₅₄₆ - A₇₀₀。

IVD 供體外診斷使用
For *In Vitro* Diagnostic

产品型号: BC-0028
V2.0



台塑尿酸试剂 (UA) - Enzymatic colorimetric test (uricase-PAP)

效能：
用于临床实验体外定量分析人体血清或血浆中尿酸的含量。

临床意义：
尿酸是核酸中嘌呤分解代谢的终产物。尿酸增高可见痛风、白血病、多发性骨髓瘤、真性红细胞增多、肾功能障碍、溶血性贫血、氯仿中毒等。

方法学原理：
$$\text{Uric acid} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Uricase}} \text{allantoin} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2$$
$$2\text{H}_2\text{O}_2 + 4\text{-aminoantipyrine} + \text{DHBS} \longrightarrow \text{quinoneimine dye} + 4\text{H}_2\text{O}$$

- 试剂：**
- 产品规格：
详见外盒包装标示。
 - 成份与浓度：

	成份	浓度
R ₁	DHBS	0.01 mmol/L
	Phosphate buffer, pH6.7	150 mmol/L
R ₂	Uricase	200 U/L
	Peroxidase	1000 U/L
	4-aminoantipyrine	0.3 mmol/L

保存温度：
2-8 避光保存，请勿冰冻。

检体：
新鲜无溶血的血清；用肝素或 EDTA 抗凝血浆。

- 操作步骤：**
- 测定主波长：546 nm 测定副波长：700nm
温度：37 比色杯光径：1.0 cm
 - 本试剂盒为液态双试剂，可直接上机使用。
- **一步法（双试剂）**

加入物（ml）	空白管	标准管	检体管
样 本	---	---	0.02
标准液	---	0.02	---
去离子水	0.02	---	---
R1	0.8	0.8	0.8

混合, 37 下培育 5 分钟

R2	0.2	0.2	0.2
----	-----	-----	-----

立即混匀，于 37 放置 5 分钟，以空白管调“零”点，分别在 546nm 及 700nm 处检测各管吸光值 A，A = A₅₄₆ - A₇₀₀。

IVD 供体外诊断使用
For *In Vitro* Diagnostic

结果计算
检体中的尿酸（mg/dL）
$$= \frac{A_{\text{检体}}}{A_{\text{标准}}} \times \text{尿酸标准浓度（mg/dL）}$$

参考值：
1.5-7.0 mg/dL (90-420 μmol/L)

- 注意事项：**
- 本试剂请用专用标准品(calibrator)，不另外提供质控血清(control)，建议质控血清为 Bio-Rad Lyphochek control。

- 建议各实验室建立独立之品管系统,并定义专属之参考值范围。

- 本检验试剂限由医师或医检师临床使用。

- 为保证结果的准确性，必须在检体加入后 30 分钟内检测吸光值，检体中如果有胆红素的干扰会影响尿酸的测定。

- 本试剂线性可达 30mg/dL。若检体中尿酸浓度大于 30mg/dL 时，可用生理食盐水稀释后重测，结果乘以稀释倍数。

- 以上操作步骤适用于手工操作及一般半自动及全自动生化分析仪。

- 本品操作时需穿戴手套及必要之防护措施，若不慎沾上，应用水或肥皂水清洗。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)

- 用毕应按医疗事业废弃物处理。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)

- 有效期限见试剂盒上标签所示。

- 经专业人员建议，试剂与检体用量可根据所用分析仪的要求按比例调整，其吸光值不变，不影响监测结果。

- 试剂特性及参数设定请参见第四页。



台塑生醫科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 號前棟五樓
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
製造廠：台塑生醫宜蘭廠

Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
廠址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村龍泉路 3 號



台塑生医科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 号前栋五楼
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
制造厂：台塑生医宜兰厂


Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
厂址：宜兰县礁溪乡龙潭村龙泉路 3 号



MeDiPro URIC ACID TEST (UA) - Enzymatic colorimetric test (uricase-PAP)

INTENDED USE
For the quantitative determination of uric acid in serum or plasma.

CLINICAL SIGNIFICANCE
Uric acid is the end-product of urine metabolism in human. It circulates and is filtered from the blood by the glomeruli. The determination of serum uric acid for detecting hyperuricemia is helpful in the diagnosis of gout, increased metabolism of nucleoproteins, such as in leukemia and polycythemia. Serum uric acid levels also increase with the decrease of renal function.



REAGENT

1. Package: please see the reagent box label shown.
2. Components:

Component	Conc.
R ₁ DHBS	0.01 mmol/L
Phosphate buffer pH6.7±0.25	150 mmol/L
R ₂ Uricase	200 U/L
Peroxidase	1000 U/L
4-aminoantipyrine	0.3 mmol/L

STORE TEMPERATURE
The standard is stable up to the end of the indicated expiration date. If stored at **2 – 8 °C.**, reagent should be protected from light and contamination should be avoided. **Do not freeze the reagent!**

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION
Freshly drawn un-hemolyzed serum, plasma are the choice of specimen. Serum uric acid is stable 3 days at room temperature, one week when refrigerated; 6 months when frozen. Avoid bacteria contamination.

- PROCEDURES**
1. Main wavelength : 546 nm
Sub. wavelength : 700nm
Reaction Temperature : 37°C
Optical path length : 1.0 cm
 2. This kit contains two reagents, ready to use.

	Control	Specimen	Control
Specimen(ml)	—	0.02	—
Control(ml)	0.02	—	—
ddH ₂ O(ml)	—	—	0.02
R1 (ml)	0.8	0.8	0.8
Mix, 37 incubate 5min			
R2 (ml)	0.2	0.2	0.2

Mix, incubate at 37°C for 5 min, and read the absorbance against reagent blank. A=A₅₄₆-A₇₀₀

CALCULATION
With standard or calibrator

Uric acid (mg/dL)= $\frac{A_{\text{sample}}}{A_{\text{std./cali.}}} \times \text{conc. Std./cali. (mg/dL)}$

REFERENCE RANGE
1.5-7.0 mg/dL (90-420 μmol/L)

- WARNINGS AND PRECAUTIONS**
1. This kit offers an optional calibrator, which is sold individually. Bio-Rad Lyphochek control is recommended to use as serum control.
 2. Each laboratory has to perform the quality control test to assure the results being reliable before running the specimen tests.
 3. This kit is for professionals and *in vitro* diagnostic use only.
 4. To ensure the accuracy of result, the absorbance should be measured within 30 minutes after sample addition. Bilirubin might interfere with the test result.
 5. The test is developed to determine uric acid concentrations up to 30mg/dL. When values exceed this range, samples should be diluted with normal saline and calculate the results by multiplying the dilution factor.
 6. The above-mentioned procedures are suitable either for the general semi-automatic, full-automatic biochemical analysis instrument or manual operation.
 7. Since all specimens are potentially infectious, they should be handled with appropriate precautions and practices in accordance with Biosafety level 2 as recommended by USA NIH manual Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, and in accordance with National or local regulations related to the safety precautions of such materials.



FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.
F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan




MeDiPro URIC ACID TEST (UA) - Enzymatic colorimetric test (uricase-PAP)

8. Waste management please refers to the local legal requirements.
9. Please refer to the manufacturer's safety data sheet and the product labeling for information on potentially hazardous components. (MSDS could be obtained from local dealer.)
10. According to the technical suggestion, the volume of reagent and specimen could be adjusted in a ratio for full-automatic biochemical analysis instrument use. It won't affect the absorbance and the result.
11. Validity please see the reagent box label shown.

REAGENT CHARACTERS

1. Precision (Within run)

N=15	Mean[mg/dL]	SD [mg/dL]	CV[%]
Sample1	5.21	0.06	1.09
Sample2	9.99	0.09	0.88
Sample3	9.90	0.09	0.95



3. Interference

Interference	Influence effect
Hemoglobin	No interference was observed by hemoglobin up to 500mg/dL
Ascorbic acid	No interference was observed by ascorbic acid up to 40mg/dL
Bilirubin (free form)	No interference was observed by bilirubin up to 24mg/dL
Bilirubin (conjugate form)	Not suitable when jaundice occur
Intrafat	No interference was observed by intrafat up to 2.0%

4. Stability

Expire day	1 year
Open vial stability	30 day

- REFERENCE**
- 1 · Kabasakalian P, Kalliney S, Wescott A. Determination of uric acid in serum, with the use of uricase and a tribromophenol- aminoantipyrine chromogen. Clin. Chem. 1973. 19: 522.
 - 2 · Gochman N, Schmitz JM. Automated determination of uric acid with use of a uricase-peroxidase system. Clin. Chem. 1971. 17: 1154.

PARAMETER SETUP
Hitachi 7170/917 Applications

TEST	[UA]
ASSAY CODE	[2 POINT]: [16]-[34]
SAMPLE VOLUME	[4]
R1 VOLUME	[160]
R2 VOLUME	[40]
WAVELENGTH(nm)	[700][546]
CALIB. METHOD	[Linear]

Hitachi 7150/717 Applications

TEST	[UA]
ASSAY CODE	[2 POINT]: [24]-[50]
SAMPLE VOLUME	[6]
R1 VOLUME	[240]
R2 VOLUME	[60]
WAVELENGTH(nm)	[700][546]
CALIB. METHOD	[Linear]

ORDERING INFORMATION

Cat. No.	Product	Package
BC-0028M	MeDiPro URIC ACID TEST	R1 6×20ml R2 3×10ml
BC-0028A	MeDiPro URIC ACID TEST	R1 4×60ml R2 2×30ml
BC-0028B	MeDiPro URIC ACID TEST	R1 4×100ml R2 2×50ml
BC-0028C	MeDiPro URIC ACID TEST R1	R1 4×300ml
BC-0028D	MeDiPro URIC ACID TEST R1	R1 4×500ml
BC-0028G	MeDiPro URIC ACID TEST R2	R2 4×200ml



FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.
F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan