

產品型號: BC-0007
V2.0




台塑丙胺酸轉胺酶試劑（ALT）-UV-IFCC method

效能：
用於臨床實驗體外定量分析人體血清中丙胺酸轉胺酶的活性。

臨床意義：

血清丙胺酸轉胺酶活性的檢測對中毒性肝炎、病毒性肝炎、肝癌、肝硬化活動期、脂肪肝、阻塞性黃疸、膽管炎和膽囊炎、心血管疾病、心肌梗塞、心肌炎、骨骼肌疾病、內臟和肌肉炎症性壞死等病症的診斷具有重要的價值。

方法學原理：



試劑：

- 產品規格：
詳見外盒包裝標示。
- 成份與濃度：

	成份	濃度
R ₁	Tris Buffer	100 mmol/L
	LDH	>1200 U/L
R ₂	L-alanine	500 mmol/L
	α-ketoglutaric acid	15 mmol/L
	Tris Buffer	100 mmol/L
	NADH	0.18 mmol/L

保存溫度：

2-8℃避光保存，請勿冰凍。

檢體：

新鮮無溶血血清。

操作步驟：

- 測定主波長：340 nm 測定副波長：405nm
溫度：37℃ 比色杯光徑：1.0 cm
- 本試劑盒為液態雙試劑，可直接上機使用。

加入物	檢體
檢體 ml	0.05
R ₁ ml	0.8
混勻，37℃保溫 5 分鐘	
R ₂ ml	0.2

以去離子水調“零”點，分別在 340nm 及 405nm 下測吸光， $A = A_{340} - A_{405}$ 。混勻檢體管，37℃保溫 1 分鐘，檢測檢體管初始吸光值 A1，準確間隔 1 分鐘再檢測終末吸光值 A2。

IVD 供體外診斷使用
For In Vitro Diagnostic

产品型号: BC-0007
V2.0




台塑丙胺酸转胺酶试剂（ALT）-UV-IFCC method

效能：
用于临床实验体外定量分析人体血清中丙胺酸转胺酶的活性。

临床意义：

血清丙胺酸转胺酶活性的检测对中毒性肝炎、病毒性肝炎、肝癌、肝硬化活动期、脂肪肝、阻塞性黄疸、胆管炎和胆囊炎、心血管疾病、心肌梗塞、心肌炎、骨骼肌疾病、内脏和肌肉炎症性坏死等病症的诊断具有重要的价值。

方法学原理：



试剂：

- 产品规格：
详见外盒包装标示。
- 成份与浓度：

	成份	浓度
R ₁	Tris Buffer	100 mmol/L
	LDH	>1200 U/L
R ₂	L-alanine	500 mmol/L
	α-ketoglutaric acid	15 mmol/L
	Tris Buffer	100 mmol/L
	NADH	0.18 mmol/L

保存温度：

2-8℃避光保存，请勿冰冻。

检体：

新鲜无溶血血清。

操作步骤：

- 測定主波長：340 nm 測定副波長：405nm
溫度：37℃ 比色杯光徑：1.0 cm
- 本试剂盒為液態雙試劑，可直接上機使用。

加入物	检体
检体 ml	0.05
R ₁ ml	0.8
混勻，37℃保溫 5 分鐘	
R ₂ ml	0.2

以去离子水调“零”点，分別在 340nm 及 405nm 下測吸光， $A = A_{340} - A_{405}$ 。混勻檢體管，37℃保溫 1 分鐘，檢測檢體管初始吸光值 A1，准确间隔 1 分钟再检测终末吸光值 A2。

结果计算

$$\begin{aligned} \text{ALT (U/L)} &= \frac{(\text{A}_2 - \text{A}_1) / \text{min} \times \text{Vt} \times 1000}{\text{Lp} \times \varepsilon \times \text{Vs}} \\ &= (\text{A}_2 - \text{A}_1) / \text{min} \times 3376 \end{aligned}$$

Vt: 反应总体积 1.05 ml, Vs: 检体体积 0.05 ml
ε: NADH 的毫摩尔吸光系数 6.22
1000: 将 U/ml 转换完成 U/L, LP：光径（1cm）

参考值：

< 40U/L

注意事项：

1. 本试剂请用专用标准品(calibrator)，不另外提供质控血清(control)，建议质控血清为 Bio-Rad Lyphocheck control。

2. 建议各实验室建立独立之品管系统，并定义专属之参考值范围。

3. 本检验试剂限由医师或医检师临床使用。

4. 当检体的丙胺酸转胺酶活性大于 800U/L 时，应将检体用生理食盐水稀释后再分析，结果乘以稀释倍数。

5. 试剂空白吸光度小于 1.000 时，勿用。

6. 为保证结果的准确性，必须在检体加入后 30 分钟内检测吸光值，且避免用溶血的检体做检测，溶血的检体可能会使测定值上升 10 倍。

7. 以上操作步骤适用于手工操作及一般半自动及全自动生化分析仪。

8. 本品操作时需穿戴手套及必要之防护措施，若不慎沾上，应用水或肥皂水清洗。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)

9. 用毕应按医疗事业废弃物处理。(详细溶液物化性请洽询经销商索取物质安全数据表)

10. 有效期限见试剂盒上标签所示。

11. 经专业人员建议，试剂与检体用量可根据所用分析仪的要求按比例调整，其吸光值不变，不影响监测结果。

12. 试剂特性及参数设定请参见第四页。

 台塑生醫科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 號前棟五樓
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
製造廠：台塑生醫宜蘭廠

Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
廠址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村龍泉路 3 號

 台塑生医科技股份有限公司
台北市敦化北路 201 号前栋五楼
TEL：+886-2-2712-2211 #7822
制造厂：台塑生医宜兰厂

Website: <http://www.fbc.com.tw/>
FAX：+886-2-2717-8381
厂址：宜兰县礁溪乡龙潭村龙泉路 3 号



MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) - UV-IFCC method


INTENDED USE

For the quantitative determination of alanine aminotransferase activity in serum.

CLINICAL SIGNIFICANCE

Alanine aminotransferase (ALT) is widely distributed in animal tissue, with the highest concentration present in liver and kidney. Acute destruction of tissue results in the release of ALT into the blood. Serum ALT level up to 1000 times normal has been observed in cases of acute hepatitis. Less elevated values have been associated with infectious mononucleosis, extra-hepatic, obstructive jaundice and cirrhosis.

PRINCIPLE



REAGENT

- Package: please see the reagent box label shown.
- Components:

	Component	Conc.
R ₁	Tris Buffer	100 mmol/L
	LDH	>1200 U/L
	L-alanine	500 mmol/L
R ₂	α-ketoglutaric acid	15 mmol/L
	Tris Buffer	100 mmol/L
	NADH	0.18 mmol/L

STORE TEMPERATURE

The standard is stable up to the end of the indicated expiration date. If stored at 2 – 8 °C., reagent should be protected from light and contamination should be avoided. **Do not freeze the reagent!**

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

Fresh serum is suitable for ALT assay. Avoid hemolysis. Hemolysis could cause false elevation of the ALT activity. Serum should be removed from the clot or cells without delay. Serum ALT activity is not stable and should be kept at 4°C for short period or stored frozen at -20°C or lower for longer periods.

PROCEDURES

- Main wavelength : 340 nm
Sub. wavelength : 405nm
Reaction Temperature : 37°C
Optical path length : 1.0 cm
- This kit contains two reagents, ready to use.

	Volume (ml)
sample	0.05
R ₁	0.8
Mix, 37°C incubate 5min	
R ₂	0.2

Mix, incubate at 37°C for 1 min, and read the initial absorbance A₁ against reagent blank, then read end absorbance A₂ in every 1 min. A=A₃₄₀-A₄₀₅.

CALCULATION

$$\begin{aligned} \text{ALT (U/L)} &= \frac{(A_2 - A_1) / \text{min} \times V_t \times 1000}{L_p \times \epsilon \times V_s} \\ &= (A_2 - A_1) / \text{min} \times 3376 \end{aligned}$$

V_t: Reaction total volume 1.05 ml, V_s: sample volume 0.05 ml
ε: NADH molar absorptivity 6.22,
1000: transfer U/ml to U/L, L_p: Optical path length (cm)

REFERENCE RANGE

<40U/L

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- This kit offers an optional calibrator, which is sold individually. Bio-Rad Lyphochek control is recommended to use as serum control.
- Each laboratory has to perform the quality control test to assure the results being reliable before running the specimen tests.
- This kit is for professionals and *in vitro* diagnostic use only.
- To ensure the accuracy of result, the absorbance should be measured within 30 minutes after sample addition.
- Do not use when reagent blank OD less than 1.0.
- The test is developed to determine alanine aminotransferase concentrations up to 800U/L. When values exceed this range, samples should be diluted with normal saline and calculate the results by multiplying the dilution factor.
- The above-mentioned procedures are suitable either for the general semi-automatic, full-automatic biochemical analysis instrument or manual operation.
- Since all specimens are potentially infectious, they should be handled with appropriate precautions and practices in accordance with Biosafety level 2 as recommended by USA NIH manual Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, and in accordance with National or local regulations related to the safety precautions of such materials.
- Waste management please refers to the local legal requirements.
- Please refer to the manufacturer's safety data sheet



FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.

F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan



MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) - UV-IFCC method

and the product labeling for information on potentially hazardous components. (MSDS could be obtained from local dealer.)

- According to the technical suggestion, the volume of reagent and specimen could be adjusted in a ratio for full-automatic biochemical analysis instrument use. It won't affect the absorbance and the result.


- Validity please see the reagent box label shown.

REAGENT CHARACTERS

- Precision (Within run)

N=15	Mean[U/L]	SD [U/L]	CV[%]
Sample1	32.90	0.74	2.24
Sample2	97.40	0.70	0.72
Sample3	97.40	0.70	0.72

- Linearity



This kit has a good linearity up to 1000U/L.

- Interference

Interference	Influence effect
Hemoglobin	No interference was observed by hemoglobin up to 500mg/dL
Ascorbic acid	No interference was observed by ascorbic acid up to 30mg/dL
Bilirubin (free form)	No interference was observed by bilirubin up to 12mg/dL
Bilirubin (conjugate form)	No interference was observed by bilirubin up to 40mg/dL
Intrafat	No interference was observed by intrafat up to 2.0%

- Stability

Expire day	1 year
Open vial stability	30 day

REFERENCE

- IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37°C, Part 4. Clin. Chem. Lab. Med. 2002, 40: 631.
- New IFCC reference procedures for the determination of catalytic activity concentrations of five enzymes in serum: preliminary upper reference limits obtained in hospitalized subjects. Clinica Chimica. Acta. 2003, 327: 69.

PARAMETER SETUP

Hitachi 7170/917 Applications

TEST	[ALT]
ASSAY CODE	[Rate A]: [19]-[34]
SAMPLE VOLUME	[10]
R1 VOLUME	[160]
R2 VOLUME	[40]
WAVELENGTH(nm)	[405][340]
CALIB. METHOD	[Linear]

Hitachi 7150/717 Applications

TEST	[ALT]
ASSAY CODE	[Rate A]: [30]-[50]
SAMPLE VOLUME	[15]
R1 VOLUME	[240]
R2 VOLUME	[60]
WAVELENGTH(nm)	[405][340]
CALIB. METHOD	[Linear]

ORDERING INFORMATION

Cat. No.	Product	Package
BC-0007M	MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST	R1 6×20ml, R2 3×10ml
BC-0007A	MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST	R1 4×60ml, R2 2×30ml
BC-0007B	MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST	R1 4×100ml, R2 2×50ml
BC-0007C	MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST R1	R1 4×300ml
BC-0007D	MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST R1	R1 4×500ml
BC-0007G	MeDiPro ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST R2	R2 4×200ml



FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP.

F-5F, No. 201, Tunghua N. Rd, Taipei, 105, Taiwan Website: <http://www.fbc.com.tw/>
TEL: +886-2-2712-2211 #7822 FAX: +886-2-2717-8381
Factory: No. 3, Longchuan Rd, Longtang Village, Jiaosi, Yilan County, 262, Taiwan